

Präanalytik Verbrauchsgüter

V-01

Inhalt der Änderung	Bearbeitet von - am	Freigabe von - am
Erstellung	Matejka – 2018-10-22	OA DrDr Gehrler – 2018-10-22


Verbrauchsgüter für mikrobiologische Proben

Im Mikrobiologischen Labor zu bestellende Verbrauchsgüter

Tel: 03842/401-2416

	<p>VWR M40 Abstrichröhrchen mit Transportmedium für aerobe und anaerobe Keime.</p>
	<p>COPAN 110C Abstrichröhrchen mit Transportmedium für aerobe und anaerobe Keime. Speziell für Ohr-, Bindehaut-, Harnröhrenabstriche oder Material aus ähnlich engen Körperöffnungen</p>
	<p>Harnstabilisatorröhrchen mit Übergefäß für den Transport von 10 ml nativem Harn zur bakteriologischen Untersuchung (außer Tbc). Für Harnproben, die nicht am Tag der Abnahme im Mikrobiologischen Labor einlangen.</p>
	<p>Sterile 50ml-Röhrchen für Harnproben zum Nachweis von Mykobakterien. Weitlumiges verschraubbares Außengefäß (Harnröhrchen mit Zellstoff umwickeln, ins Außengefäß geben und versenden)</p>

	<p>Sterile 25 ml-Gefäße mit Übergefäß für den Transport von Sputum, Harn, Punktaten, Biopsien, u.a. bei einer Transportdauer von unter 2 Stunden bis zur Verarbeitung im Labor.</p>
	<p>Stuhlgefäße mit Übergefäß</p>
	<p>Sterile 50 ml-Röhrchen mit 1ml gesättigter Na₂HPO₄ für 24 ml Magensaft zum Nachweis von Mykobakterien</p>
	<p>Portagerm pylori Zum Nachweis von Helicobacter pylori aus Biopsien</p>
	<p>R1 Medium Für den Nachweis von Mycoplasma/ Ureaplasma aus Vaginalabstrichen, oder 200µl 1:10verdünntem Sperma</p>
	<p>Objekträger für native Ausstriche mit Transportgefäß</p>

 An icon depicting a checklist with three items, the middle one checked, and a stack of three white envelopes with blue outlines.	<p>Einsendeformulare für Mikrobiologie von der Homepage derPathologie downloaden</p>
--	---

Extern zu bestellende Verbrauchsgüter

	<p> BACTEC-PEDS-PLUS/F-Medium Best.Nr. 442194 BACTEC PLUS-AEROB/F-Medium Best.Nr. 442023 BACTEC PLUS-Lytic/10/Anaerob Medium Best.Nr. 442022 MYCOSIS-IC/F-Medium Best.Nr. 442026 </p> <p> zu bestellen bei Fa. BD Austria Am Concorde Park E 1/7, A-2320 Schwechat </p>
	<p> Übergefäße für Blutkulturen oder ähnliche Präparate zu bestellen bei Fa. Sarstedt Mehrzweckgefäß mit Schraubverschluss 500ml Art.Nr. 75.9922.812 </p>
	<p> Objektträgerkulturen: Uricult oder ähnliche Produkte zu bestellen bei diversen Firmen oder Apotheken Die gleichen Übergefäße wie bei Einsendung von Sputumproben verwenden </p>
	<p> Sterile Röhrcchen (Vacuette Urin) Für Harnproben, die am Tag der Abnahme ins Mikrobiologische Labor Leoben gebracht werden. Ist dies nicht möglich Harnstabilisatorröhrcchen(siehe oben) verwenden. Bestellung: Urinentnahmeeinheit Fa Greiner </p>