

Lehrkrankenhaus der Medizinischen  
Universitäten Graz und Wien

**Institut für Med. u. Chem. Labordiagnostik**

Prim. Priv.-Doz. Dr. Dietmar Enko, LL.M. MBA  
Vorstand

T +43 3842 401-26 69

imcl.hst@kages.at

www.lkh-hochsteiermark.at

DaMe-Adresse: KAGES104

**Kundendaten (Name, Adresse, Arztnummer):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


**Bestellung Probengefäße** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_

**E-Mail: imcl.hst@kages.at**

Anzahl	Probengefäß
—	 <p>eSwab 480 CE (Fa. Copan); Tupfergröße: Standard</p>
—	 <p>FecalSwab 470 CE (Fa. Copan)</p>
—	 <p>eSwab 481 CE; MiniTip (Fa. Copan); Tupfergröße: Klein</p>
—	 <p>Urinröhrchen mit Stabilisator (Exacto Bac., Fa. Nerbe Plus)</p>



Sputumgefäße (Fa. Sarstedt)



Stuhlgefäße mit Übergefäße (Fa Sarstedt)

Genauere Hinweise zum Untersuchungsspektrum der einzelnen Probengefäße sowie zur Transportzeit entnehmen Sie bitte unserem Präanalytikhandbuch, welches auf unserer Internetseite zur Verfügung steht.

[https://www.lkh-hochsteiermark.at/fileadmin/media/lkh-hochsteiermark/Abteilungen/Imcl/Praeanalytikhandbuch\\_Mikrobiologie.pdf](https://www.lkh-hochsteiermark.at/fileadmin/media/lkh-hochsteiermark/Abteilungen/Imcl/Praeanalytikhandbuch_Mikrobiologie.pdf)